

mectron

COMBI *touch*
ALL IN ONE



COMBI touch

PER UNA PROFILASSI STRAORDINARIA

Uno strumento completo e molto performante per avere insieme ultrasuoni e pulitore a getto in un solo dispositivo

ULTRASOUND



SCALING ULTRA-DELICATO

Con la funzione SOFT MODE di Mectron, si riduce l'ampiezza dell'oscillazione dell'inserto, per un'azione molto più delicata ma comunque efficace.

MANIPOLO LED

Il terminale LED orientabile, ti consente di lavorare con la luce orientata sulla punta dell'inserto, per una perfetta visione del campo operatorio.

FACILE GESTIONE DELLE POLVERI

Con un solo clic è possibile passare velocemente da bicarbonato a glicina e viceversa.

FLACONI ESTRAIBILI

Grazie alla funzione "refill" i flaconi delle polveri si possono rimuovere senza dover spegnere lo strumento. Questo consente una più facile ed accurata manutenzione.



mectron
medical technology

prophy

ULTRASOUND

mode

power

endo

5

perio/scaler

4

restorative

3

2

soft mode

1

→ **TEMPERATURA FISIOLÓGICA DELL'ACQUA**

L'acqua viene riscaldata per il massimo comfort dei pazienti, anche per quelli soggetti ad ipersensibilità.

→ **DUE SOLUZIONI ANTI-OSTRUZIONE**

Polvere e acqua, si uniscono solo all'esterno del terminale ed un costante leggero getto d'aria esce dal terminale e mantiene sempre libere le tubature interne.

→ **UNICO MANIPOLO**

Un solo manipolo air-polishing permette di gestire tre diverse testine.



→ **TERMINALI PULITORE**


I terminali da 90 e 120 gradi garantiscono un accesso ottimale a tutte le tasche parodontali sino a 5 mm di profondità. Il terminale perio consente di gestire le tasche più profonde. Tutti i terminali si connettono con un semplice click al manipolo pulitore, grazie ad una esclusivo sistema di sicurezza.

→ **PUNTALE SOTTO-GENGIVALE PERIO**

Il puntale sottogengivale monouso è estremamente sottile, morbido e flessibile e si adatta perfettamente al profilo anatomico della tasca gengivale in modo atraumatico.



→ **AIR POLISHING**





mectron s.p.a.,
via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia,
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374

→ www.mectron.it – mectron@mectron.com

© Copyright Mectron S.p.A., Carasco, Italia
Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica delle brochure Mectron sono protetti dai diritti d'autore
e da altre leggi sui diritti di proprietà. Senza autorizzazione scritta di Mectron S.p.A. il contenuto non può
essere copiato, divulgato, modificato o reso accessibile a terzi a scopi commerciali.